



LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA LABORIKESKUSE KINNITAVATE UURINGUTE SAATEKIRI

Paldiski mnt 68, telefon 651 1411

Patsiendi nimi: _____ M/N Isikukood/sünniaeg: _____

Tellija nimi: _____ Asutus: _____

Proov: seerum EDTA plasma Võtmise kuupäev ____ . ____ . ____ Kontingendikood _____

Tellitud kinnitav uuring: (märgistage sobiv) HIV kinnitav HCV kinnitav

Esmase uuringu tellija: Arst _____ Asutus _____ kuupäev ____ . ____ . ____

Lisainfo patsiendist või HIV ravi saamisest: _____

Esmase uuringu teostanud asutus _____ Uuringu vastuse kinnitas _____	<u>Teie laboris mõõdetud arvulised tulemused</u>	
Esmase uuringu tulemused: (märgistage kõik tehtud uuringud)	Tulemus	Teostamise kuupäev
<u>Ag+Ab määramine</u> <input type="checkbox"/> HIV Combi/Combi PT/Duo, Cobas, Roche (EIA, ECLIA, ELISA vms) <input type="checkbox"/> HIV Ag/Ab Combo (CHIV), Atellica, Siemens <input type="checkbox"/> HIV Ab/Ag Combo, Architect/Alinity, Abbott <input type="checkbox"/> Anti-HCV, Architect, Abbott <input type="checkbox"/> Muu test _____	_____	_____
<u>RNA määramine</u> (PCR) <input type="checkbox"/> nimetus _____	_____	_____
<u>Kiirtest</u> <input type="checkbox"/> nimetus _____	_____	_____

Kontingendikoodid ja nende tähendus:

- 108 Vere ja organite doonorid
- 109 Rasedad
- 111 Relvajõududes teenivad isikud
- 112 Kinnipidamiskohtades viibivad isikud
- 114 Anonüümselt uuritud
- 115 Tervishoiutöötajad
- 116 Profülaktiliselt uuritud

Proovi saatmise juhend:

1. Vereseerum tuleb saata geeliga eraldatuna avamata korgiga originaalkatsutis või vähemalt 0,7 ml seerumit kahes 2,0 ml steriilses keeratava korgiga tuubis.
2. Plasma tuleb saata überpipeteeritult. Vähemalt 0,7 ml plasmat tuleb pipeteerida kahte 2,0 ml steriilsesse keeratava korgiga tuubi.
3. Katsutid või tuubid peavad olema tihedalt suletud, vigastamata ja väljastpoolt puhtad ning kuivad.
4. Katsutid või tuubid peavad olema markeeritud patsiendi ees- ja perekonnanimega, või isikukoodiga, mis võimaldab proovimaterjali seostada saatekirjaga.
5. Geeliga seerumikatsuti tuleb tsentrifuugida peale verevõtmist ja tsentrifuugitud katsutit on lubatud säilitada temperatuuril 2-8 °C kuni 3 ööpäeva, -20 °C juures kuni 30 päeva.
6. Plasma katsuti tuleb tsentrifuugida peale vere võtmist ja plasma pipeteerida eraldi tuubi. Eraldatud plasmat on lubatud säilitada temperatuuril 2-8 °C kuni 3 ööpäeva, -20 °C juures kuni 30 päeva.
7. Proovide transpordiks tuleb paigutada proovimaterjaliga nõu transportnõusse koos absorbeeriva materjaliga, et takistada proovimaterjali lekkimist. Uuringute saatekirjad paigutada eraldi ümbrikusse;
8. Seerumi ja plasma proove võib transportida toatemperatuuril.
9. Saatekiri peab olema selgelt vormistatud ja saatekirjal olevad andmed peavad olema täielikud. Saatekirjal peab olema kirjas HIV uuringu puhul kontingendikood.
10. Saatekiri ei tohi olla proovimaterjaliga määrdunud.